



Provisorienabnehmer im SCHWERT **COLOR** CODE Griff Temporary crown remover in SCHWERT **COLOR** CODE handle

Modern Therapy · Modern Instruments



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



i

Provisorienabnehmer im Schwert **COLOR CODE** Griff Temporary crown remover in Schwert **COLOR CODE** handle

Kurze, sichelförmige Arbeitsenden ermöglichen eine direkte Übertragung der Zugkraft am Provisorium. Die Arbeitsenden können sicher am Kronenrand adaptiert werden, wodurch ein Abgleiten nahezu vermieden werden kann.

Short sickle shaped working tips allow direct power transmission on temporary crowns. Working tips can be placed safely on the crown's edges, which avoids slipping away professionally.



4931

Provisorienabnehmer,
grün, auswechselbar
Temporary crown remover,
green, exchangeable

